

## 25×洗涤缓冲液

**货号:** S003-1-500 (25×PBS 不加去污剂)

S003-2-500 (25×PBS 加去污剂)

S003-3-500 (25×TBS 不加去污剂)

S003-4-500 (25×TBS 加去污剂)

**规格:** 500ml

**PH 值:** 7.4 ± 0.2

**保存条件:** 2-8°C或-20°C (可反复冻融)

**作用:** 洗去实验过程中未结合的成分或杂质的缓冲液。

**防腐剂:** 洗涤缓冲液不含任何防腐剂。

**保质期:** 未开封时参照标签, 开封后请尽快使用。

**注意:** 仅供科研使用, 不用于诊断。

### 使用说明:

- 25×洗涤缓冲液在 2-8°C或-20°C存储会有盐晶体析出, 在使用前需加热至室温并摇动试剂瓶直至盐晶体全部溶解。
- 取所需体积 25×洗涤缓冲液, 用去离子水稀释 25 倍, 即可得到工作液。
- 根据洗板机耐盐性的不同, 适用于自动洗板机。请检查您的洗板机的规格和说明。

欲了解更多信息, 请查看网站 [www.pro-tect.cn](http://www.pro-tect.cn)